



BVF™ Bakterien-Viren-Filter für Lufu-Untersuchungen

Der hygienische Ersatz für Pappmundstücke


Ihr Fachhandelspartner

 **Vitalograph**®
Ihr Spirometrie-Partner

BVF™ Bakterien-Viren-Filter für Lufu-Untersuchungen

Der hygienische Ersatz für Pappmundstücke

Bei Lungenfunktionsuntersuchungen pustet Ihr Patient Tröpfchen und Aerosole mit allen darin enthaltenen Bakterien und Viren durch den Messkopf Ihres Spirometers oder Bodyplethysmographen. Der Messkopf wird kontaminiert und müsste theoretisch nach jedem Patienten gereinigt und desinfiziert werden. Andernfalls besteht das Risiko einer Kreuzkontamination, d.h. Ihr nächster Patient könnte sich über das Gerät anstecken. Die Zeit hierfür ist im Praxisablauf jedoch meist nicht vorhanden; das Spirometer wird nur sporadisch gereinigt und birgt ein potentielles Risiko für Patient und Arzthelferin. Denn auch sie ist bei der Testdurchführung dem ausgepusteten Luftstrom des Patienten inklusive Tröpfchen, Bakterien und Viren ausgesetzt.



Eine zeitgemäße und sichere Lösung bietet der Bakterien-Viren-Filter von Vitalograph.

Im Gegensatz zu Pappmundstücken, Spiretten und Atemrohren stellt er eine mechanische Barriere da, welche Tröpfchen, Aerosole, Bakterien und Viren mit einer Effizienz von über 99,999% aus dem Luftstrom filtert. Die Messgenauigkeit Ihres Spirometers oder Bodyplethysmographen wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

Patient, Personal und Spirometer sind vor Kontaminationen geschützt. Der Reinigungsaufwand wird signifikant reduziert; dies spart Zeit und damit Geld. Und das bei geringen Folgekosten pro Einmal-Filter.

(Einmal-)Bakterien-Viren-Filter von Vitalograph sind natürlich auch für Spirometer und Bodyplethysmographen diverser anderer Hersteller einsetzbar (Details siehe unten).



Leistungsmerkmale der BVF™ Bakterien-Viren-Filter

- Schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination
- Sparen Zeit & Geld durch verringerten Reinigungsaufwand
- Niedrigere Folgekosten als für Spiretten (Ultraschall) und Turbinen
- Über 99,999% Filtrationseffizienz von Bakterien & Viren (TBC, MRSA, Influenza etc.)
- Optimale Hygiene-Lösung für Ihr Praxis-QM-System
- Keine Verfälschung der Messergebnisse (übertrifft die Anforderungen des Spirometrie-Standards ATS/ERS)
- Filter der arbeitsmedizinischen Zentren des TÜV-Rheinland
- Millionenfach bewährt als Generik-Filter für Bodyplethysmographen und Spirometer von Jaeger/CareFusion, Ganshorn, ZAN/nSpiro und Custo

Bestellinformationen

28350 Bakterien-Viren-Filter, blau (50 St.)
Passend für Spirometer von Vitalograph,
Micro Medical, MIR, Cosmed und Vistec
29734 Adapter für Custo Vit M

28363 Universal -Bakterien-Viren-Filter, transluzent (50 St.)
Passend für Jaeger/CareFusion,
Ganshorn und ZAN/nSpiro, Custo (Spiro Mobile)
20303 Einmal-Nasenklappen (200 St.)
Angenehm zu tragen, sparen Zeit und Geld.

Vitalograph GmbH
Rellinger Straße 64a
20257 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 547391-0
Fax: +49 40 547391-40
E-Mail: info@vitalograph.de
www.vitalograph.de