



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

## Technisches Datenblatt

# PINK PEARL

## Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Pink
- Latexfrei
- Unsteril



**Material** 100% Synthetiklatex

### Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

### Maße

Art.-Nr.	5801	5802	5803	5804
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9
Breite	76 ± 3 mm	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

### Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.07 ± 0.02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.07 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.10 ± 0.02

### Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0

**Puder** Ungepudert

**Proteingehalt** Keine Proteine enthalten

**Manschette** Umbördelt

**Design** Beidhändig

**Oberfläche** Angeraute Fingerspitzen

**Farbe** Pin

**Qualitätssicherung** Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 6124-06, EN 455 Teil 1-4, Hergestellt gemäß GMP

**Verpackung** 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

**Hinweis** Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.